

CORNEAL CHAMBER

角膜保存液 + ドナーアイカップ

角膜保存液(4℃にて管理) 保存期間:最長14日間



合成角膜保存液:
4℃での温度管理下において、
最長で14日間の保存が可能です。

フェノールレッドによりpHの状態を
素早く判断できます。

バイアルの底面が透明になっており、
顕微鏡を用いた角膜の状態評価が
可能です。
評価の際に、他の容器に移し替える
必要がないため、感染リスクの軽減
が期待できます。

本製品には眼科用人工角膜(ドナー
用の眼義眼)が同梱されており、
角膜摘出後のドナーの外見上の尊厳
を保ちます。

CORNEAL CHAMBER CONTAINING EUSOL-C

成分	用途	効果
デキストラン	浸透圧の調整	角膜組織の膨潤を抑制し、 縫合に適した角膜厚を保つ
フェノール・レッド	—	pHインジケーター
純水	—	—
形状	滅菌された液体	—
用量	20ml	サイズ(2.8 x 2.4ml)
規格	pH7.2 - 7.6浸透圧 255 - 345 mOsm/kg	—
細菌性内毒素	< 0.5 EU/ml	—
パッケージ	バイアル	—
無菌ろ過および充填	無菌ろ過および充填 EN 556-2 and EN ISO13408-1	—
保管温度	+ 2℃ / + 25℃	室温
滅菌期限	36カ月	—
適応	角膜保存液(4℃にて)	—
使用時の温度	+ 2℃ / + 8℃	—
最長保存期間	14日間	—
CE マーク	CE0477	—

型番: CTC 001-01

パッケージ内容(1箱):

- ▶ 20mlバイアル x12本
- ▶ DEC(ドナー用の眼義眼) x12個
- ▶ トレーザビリティ用ラベル x12枚
- ▶ pHカラスケール x 1枚

ALCHIMIA

Moria

株式会社 モリア ジャパン

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-12-3

アルカディアビル6階

TEL:03-6260-8309 / FAX:03-6260-8310

https://moriajapan.com/