


認証番号：306AGBZX00036000



# SCARLET NEEDLE eYe スカーレットニードル eYe

管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ



栃木精工株式会社  
TOCHIGI SEIKO Co., Ltd.

# スカーレットニードル eYe




管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ  
クラスII EOG滅菌済 再使用禁止

・取扱製品と原材料等

針管: ステンレス鋼 針基: ポリプロピレン




34G：ランセット



ランセットの  
針先の形状



27G：ブラント



ブラントの  
針先の形状



30G：ランセット



25G：ブラント

・ご注文に際しては下記の商品番号をご記載ください。

商品No.	針基カラー	公称外径		有効長 (mm)	肉厚	ID min (mm)	JANコード	100本箱	最小流通 単位
		G	OD (mm)				GTIN-13	GTIN-14	
123501	オレンジ	34G	0.18	8	ETW (極薄肉厚)	0.105	4931325235012	14931325235019	100本
123502	イエロー	30G	0.30	13	ETW (極薄肉厚)	0.190	4931325235029	14931325235026	100本
123504	ミディアム グレー	27G	0.40	22	TW (薄肉厚)	0.241	4931325235043	14931325235040	100本
123505	オレンジ	25G	0.50	22	TW (薄肉厚)	0.292	4931325235050	14931325235057	100本

販売元



株式会社 **イナミ**

*A Passion for a Nice View*

本社 : 〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2  
TEL : 03-3814-1731 FAX : 03-3814-3334

名古屋ベース : 〒462-0064 愛知県名古屋市北区大我麻町285 A1  
TEL : 052-934-7489 FAX : 052-934-7490

大阪ベース : 〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール  
TEL : 0798-37-2880 FAX : 0798-37-2881

九州ベース : 〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17  
TEL : 092-504-1734 FAX : 092-504-5355

Website : <http://www.inami.co.jp> Email : [corpinfo@inami.co.jp](mailto:corpinfo@inami.co.jp)

製造販売元

**栃木精工株式会社**

〒328-0012  
栃木県栃木市平柳町2丁目1番5号  
TEL : 0282-21-8882(直通)  
FAX : 0282-21-8883

<https://www.tochigiseiko.co.jp>